

湖南省临床检验中心

2014 年度第一次临床免疫学检验室间质量评价回报表

测定结果

项 目	201401	201402	201403	201404	201405	方 法 代 码	仪 器 代 码	试 剂 代 码
	结 果	结 果	结 果	结 果	结 果			
HBsAg								
HBsAg (S/CO)								
HBsAb								
HBsAb (S/CO)								
HBeAg								
HBeAg (S/CO)								
HbeAb								
HbeAb (S/CO)								
HbcAb								
HbcAb (S/CO)								
HbcAb-IgM								
HbcAb-IgM (S/CO)								
Anti -HCV								
Anti -HCV (S/CO)								
梅毒(特异)								
梅毒(特异) (S/CO)								
梅毒(非特)								

注意事项：（请在检测质评物前仔细阅读以下事项）

- 请在收到质评样本后首先查看有无缺号、漏液等情况。**收到质评样本后立即检测**，并随即附寄你室 4 月份 HBsAb 室内质控图。质评样本未开封请存放 -15℃ 冷冻保存，在使用时待完全融化且平衡至室温、颠倒混匀 5 次以上后方可使用。如出现絮状沉淀，则离心后取上清液检测。如果当日未用完而且完全无污染，可 2-8℃ 保存，一周内检测完，避免反复冻融和重新分装。此次质评样本为混合样品，包括乙肝两对半、梅毒抗体（特异性抗体和非特异性抗体）、丙肝抗体。**抗 Hbc 样品预期值是原倍检测的结果，检测时无需再稀释**；抗 Hbc-IgM 预期结果是将质评样本视为 1:1000 倍的结果，稀释倍数不足 1:1000 的试剂盒不能用于此质控样品的检测。其余各项检测均按试剂盒要求进行。所发质评样本都应被视为有潜在传染性，请遵循生物安全规则进行处理。
- 本表格仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。**结果回报网址：www.hncccl.com.cn。回报截止日期为 2014-5-22。**方法、仪器和试剂的编码填写应准确无误，各项编码请参阅中心网站。