

# 湖南省临床检验中心

## 2014 年第一次采供血机构临床免疫学检验室间质量评价回报表

单位名称:

实验室编码:

### 测定结果

项 目	201401		201402		201403		201404		201405		方法 代码	仪器 代码	试剂 代码
	结 果	S/CO	结 果	S/CO	结 果	S/CO	结 果	S/CO	结 果	S/CO			
HBsAg													
Anti -HCV													
梅毒(特异)													
梅毒(非特)													

检测者签名:

科主任签名:

#### 注意事项: (请在检测质评物前仔细阅读以下事项)

- 1、请在收到质评样本后首先查看有无缺号、漏液等情况。**收到质评样本后立即检测**，并立即邮寄你室 **4 月份 HBsAg 室内质控图**。质评样本未开封请存放 -15℃ 冷冻保存，在使用时待完全融化且平衡至室温、颠倒混匀 5 次以上后方可使用。如出现絮状沉淀，则离心后取上清液检测。如果当日未用完而且完全无污染，可 2-8℃ 保存，一周内检测完，避免反复冻融和重新分装。此次质评样本为混合样品，包括 HBsAg、梅毒抗体（特异性抗体和非特异性抗体）、丙肝抗体。所发质评样本都应被视为有潜在传染性，请遵循生物安全规则进行处理。
- 2、本表格仅供实验室记录结果存档用，我中心不再接受纸张结果，只接受网上回报结果。**结果回报网址: [www.hnccl.com.cn](http://www.hnccl.com.cn)**。**回报截止日期为 2014-5-22。查询结果日期为 2014-6-5。**
- 3、采供血机构实验室临床免疫学室间质量评价试剂、仪器、方法学编码请参阅“2014 年免疫学室间质评编码表”，**只需将专业代码头两位 21 变为 38 即可**。如：采供血机构实验室使用的试剂为上海实业科华生物技术有限公司，试剂编码即为 38001。